


25/05/21

בי"ח מאיר - בנין חדש מיון פס הספקה חדרי תפירות

חברים
2328 + 2327

מבט-A



פס תלייה תחתון מאלומיניום, מותקן על קיר
האם נדרש? להחליף צוות רפואי
אסיסנט עין חנה

מרכז מיטה = מרכז פס

צנרת:

חמצן - 5/8

אוויר - 5/8

ואקום - 7/8

דגם	כמות	קני"מ
2		יח' מידה מ"מ
		תכנון
		תאריך: 18/4/21
Pas-		מס' שרטוט
		דיכברמן

* כס מספקה אנדריד בני מ 3 תעלות, שקוע בקיר
פס הספקה סמוי בקיר

3702 קצור
RAL 9010

מס.	יחידת טיפול	חמק	אוויר רפואי להנשמה	ואקום	ניטרס אוקסיד	פינוי גזי הרדמה	אוויר רפואי חמקן כלי ניתוח
1	עמדת טיפול בשכיבה	2	1	1			
2	עמדת טיפול בישיבה	2	1	1			
3	חדר הלם / טראומה ⁽¹⁾	3	2	3	1		
4	חדר טיפולים	1	1	1			
5	חדר תפירות והתערבויות ⁽²⁾	3	2	3	2		
6	חדר השהיה/חדר גבס	1	1	1			

(1) בחדר הלם יש לבצע הכנה לעמדת טיפול נוספת עם סט נוסף של גזים רפואיים זהה לסט הנקוב לעיל.
(2) לפצל את כמות השקעים הנקובה בטבלה לשני סטים שיתקנו בשני מקומות נפרדים (קיר / גומ) לפי תחלטה הסגל הרפואי. סט אחד יכלול שקע אחד מכל סוג ומט שני יכלול את כל שאר השקעים.

מקור:

שקע חשמל עם לד דגם גוויס, גוון לפי מקור הזנה

שקע הארקה "בנדר"

שקע גז ENV

שקע מוניטור (הכנה-מסגרת גוויס 2 מודולים)

שקע פינוי גזי הרדמה מבוסס ונטורי

מסילה לצנצנת ואקום

